

Con iBlot transfiera sus proteínas o DNA en **7 minutos**

El iBlot ofrece el mismo tiempo de transferencia (7 minutos) para DNA a partir de geles de agarosa o poliacrilamida hacia membranas de nylon cargadas positivamente (área máxima de transferencia: 135 x 77 mm)

Aproveche este combo de inicio para que haga más rápida la transferencia de sus proteínas a partir de geles hacia membranas de nitrocelulosa o PVDF.



CÓDIGO
IB1001-COMBO
1 IBLOT GEL TRANSFER
DEVICE 1 EA

PRECIO PAQUETE
USD + IVA
\$ 2,235.00

Usted puede escoger 5
cajas de geles de los
siguientes catálogos:

IB301002
 IBLOT TRANSFER STACKS MINI 10
 BLOTS PER SKU

IB401002
 IBLOT TRANSFER STACK PVDF MINI
 10 BLOTS PER SKU

IB801001
 IBLOT DNA TRANSFER STACKS 10
 BLOTS PER SKU

*Las cajas pueden ser del mismo catálogo o surtido