

REVOLUTIONARY ACCURATE

El conteo de células nunca ha sido más **iconfiable, económico y conveniente!**



Accesolab ha incorporado a su portafolio de productos el revolucionario contador de Células **Moxi^z** de Orflo Technologies, el cual ponemos a su disposición a través de una exclusiva **promoción de lanzamiento**

Aproveche esta oportunidad y adquiera nuestro paquete "STARTER KIT" a un increíble **PRECIO DE INTRODUCCIÓN**

Promoción
válida al 30 de
noviembre de
2011

El equipo **Moxi^z** combina el principio Coulter con un sensor en capa delgada que permite contar y determinar el tamaño de células de mamíferos, plaquetas, levaduras, algas y más en un amplio rango (2 a 34 micras) en sólo 8 segundos. Además, con el índice estandarizado de movilidad de Moxi (MVI) puede determinar el porcentaje de células vivas y muertas. Este equipo de fácil operación con pantalla "touch", permite evaluar dos pruebas por cassette.



FAST VERSALITE FULL-FEATURED



Código: MoxiZ-Starter Kit		
Catálogo:	descripción	Precio LAB (USD+IVA)
MXZ001	Moxi^z Mini Automated Cell Counter Kit, U.S. Version (includes Cell Counter, Cassette Dispenser, USB Cable, USB Power Adapter, Calibration Beads, Cassettes (25/pk), and flash drive with software and manual.	\$ 4,080.47
MXC001	Moxi^z Cassettes Type M	\$123.90

Precio Paquete "Starter Kit" (USD+IVA)
\$3,843.00

USTED AHORRA
\$361.37 USD

Para mayor información acerca del contador Moxi Z, lo invitamos a visitar www.orflo.com

- No acumulable con otras Promociones
- Los precios no incluyen fletes

- No aplica en Licitaciones ni Subdistribuidores
- No se aceptan cancelaciones ni devoluciones

Centro de Atención y Servicio al Cliente (CASC), cat@accesolab.com o al 01-800-717-4799
Información o dudas técnicas. fas@accesolab.com www.accesolab.com

 **Accesolab**
Accesorios para Laboratorios, S.A. de C.V.

