

# MORTEXER™

¡Potencia SUPERIOR, Flexibilidad SUPERIOR...  
Agitador de Vórtice SUPERIOR!

- El único agitador de vórtice disponible con Multi-Head™
- Motor Potente para una Agitación INSTANTÁNEA
- Sistema de Equilibrio Dinámico Q-Drive™
- Funcionamiento continuo o por toque



El dispositivo Multi-Head único permite una agitación estándar Y ADEMÁS sostiene hasta 8 microtubos

El Mortexer™ SUPERA su mezclador de vórtice estándar. El diseño único del dispositivo Multi-Head™ (incluido) incluye un portatubos para un mezclado de propósito general, y además sostiene hasta ocho tubos de microcentrifuga.

El sistema de accionamiento es equilibrado con tecnología Q-Drive™, lo que entrega una agitación fluida, y a la vez minimiza el ruido y el exceso de vibración. Esto da lugar a un funcionamiento más silencioso, eficiente y duradero. Su alta velocidad, que alcanza 3.400 rpm, produce una agitación instantánea incluso de las muestras más grandes, incluidos tubos de 50ml enteros.

Otras características incluyen: base tipo ventosa antideslizante, compatibilidad con incubadoras y cuartos fríos y controles electrónicos a prueba de derrames. Garantía de dos años.

## Información técnica:

Rango de Velocidad:	200 to 3200 rpm
Modos de Funcionamiento:	Por toque o continuo
Rango de temp. de funcionamiento:	+4°C to +65°C
Dimensiones:	13 x 16 x 17 cm
Peso:	3.8 kg
Información eléctrica:	115V AC, 60 Hz, 1.5A 230V AC, 50 Hz, 0.75A 230V AC, 60 Hz, 0.75A
Garantía:	2 años



BV1000-FLAT



BV1000-COMBO



BV1000-H500



BV1000-H150



BV1000-H15

## Información para realizar pedidos

BV1005\* Mezclador de Vórtice Mortexer™ (con Multi-Head)

### Accesorios Opcionales:

BV1000-FLAT	Soporte plano opcional de 7,6 cm
BV1000-COMBO	Soporte opcional para tubos y microplaca. 66 tubos (38 x 1,5ml y 28 x 0,5ml) o 1 microplaca
BV1000-H15	Soporte opcional para 12 x 1,5/2ml, horizontal
BV1000-H150	Soporte opcional para 4 x 15ml, horizontal
BV1000-H500	Soporte opcional para 2 x 50ml, horizontal

\* Para pedir un producto en 230V / 50Hz, por favor añada -E al número de artículo.  
Para pedir un producto en 230V / 60Hz, por favor añada -E2 al número de artículo.

**Benchmark**  
Scientific



**Benchmark Scientific Inc.**  
PO Box 709 Edison, NJ 08817  
Phone: 908-769-5555  
Fax: 732-313-7007  
Web: [www.BenchmarkScientific.com](http://www.BenchmarkScientific.com)  
Email: [Info@BenchmarkScientific.com](mailto:Info@BenchmarkScientific.com)