

myFUGE™ Mini

Mini Centrifuge



Capacidad para
Ocho Tubos

La centrífuga myFuge™ Mini es una centrífuga personal que prácticamente cabe en la palma de su mano. Ideal para centrifugados rápidos de microtubos y tubos PCR, la MyFuge es extremadamente fácil de usar. Solo cierre la tapa y el rotor alcanza instantáneamente 6.000 rpm. Abra la tapa, y el sistema de frenado mejorado desacelera con rapidez y suavidad el rotor hasta detenerlo por completo en solo un segundo. Se incluye un rotor para microtubos de ocho posiciones, el cual ya viene instalado. También se incluye un segundo rotor con capacidad aumentada para cuatro tiras PCR de 0,2 ml (o 32 tubos de 0,2 ml), el cual se almacena en un práctico compartimiento ubicado en la parte inferior de la centrífuga. Este compartimiento también se utiliza para sostener los adaptadores para tubos de 0,5 ml que vienen incluidos.

Un nuevo sistema de acoplamiento de rotor **Clik-n-Lok™** elimina la necesidad de tornillos y herramientas durante el intercambio del rotor. Solo saque y acople los rotores de manera manual, jalando o presionando el rotor sobre el eje del motor.

- Acoplamiento de rotor instantáneo **Clik-n-Lok™**
- Rotor para microtubos de ocho posiciones
- Compartimiento de almacenamiento para rotor PCR y adaptadores de 0,5 ml
- Desacelera en solo 1 segundo
- Rotor de tira PCR de cuatro posiciones

Información técnica

Velocidad:	6,000rpm / 2,000 xg
Capacidad:	8 tubos de 1,5 / 2ml 32 tubos PCR de 0.2ml 4 tiras PCR (8 de 0.2 ml)
Dimensiones:	11.4 x 15 x 11.4 cm
Peso:	5 kg
Información eléctrica:	100 - 240V, 50-60Hz



Compartimiento de Almacenamiento



Incluye Ambos Rotores

Información para realizar pedidos

C1008-B	Centrífuga MyFUGE Mini, tapa azul
C1008-C	Centrífuga MyFUGE Mini, tapa transparente
C1008-G	Centrífuga MyFUGE Mini, tapa verde neón
C1008-P	Centrífuga MyFUGE Mini, tapa púrpura
C1008-R	Centrífuga MyFUGE Mini, tapa roja

*Todas incluyen rotor para microtubos, rotor PCR, adaptadores de 0,5ml y 0,2ml

Benchmark
Scientific

Benchmark Scientific Inc.
PO BOX 709
Edison, NJ 08817
Teléfono: 908-769-5555
Fax: 732-313-7007

Sitio web: www.BenchmarkScientific.com
E-mail: info@BenchmarkScientific.com