

Benchmark 

Hornillos, agitadores y agitadores de hornillo digitales



Gran pantalla LCD retroiluminada

Estos hornillos, agitadores y agitadores de hornillo presentan una superficie de trabajo de cerámica blanca, resistente a productos químicos y con duración excepcional. Su diseño, que ahorra espacio (ocupa una superficie de 17,8 x 26,7 cm.), las hace ideales para ser usadas sobre mesas de trabajo llenas y dentro de campanas.

Los controles de su avanzado microprocesador permiten un ajuste rápido y preciso de la velocidad y la temperatura. Su pantalla LCD de gran tamaño y retroiluminada entrega una visualización constante de la velocidad y la temperatura mientras que una luz LED de seguridad indica cuándo la placa superior sobrepasa los 50°C. Además, se encuentra disponible una sonda opcional para aplicaciones que requieren un control preciso de la temperatura. Al conectarse, la sonda entrega retroalimentación directa al microprocesador, el cual ajusta de manera continua y mantiene la temperatura seleccionada en la muestra dentro de aproximadamente 0,5°C.

Con una superficie de trabajo cuadrada de 16,5 cm, los tres modelos son compatibles con una amplia variedad de tamaños populares de vasos de precipitado de vidrio borosilicato, matraces, frascos y otros recipientes. Se encuentra disponible una varilla de soporte opcional (H3760-ROD) para termómetros de montaje, sondas térmicas, etc.



Sonda térmica opcional (H3760-TP)

- + **Pantalla LCD de gran tamaño y retroiluminada**
- + **Luz LED de seguridad indica que la superficie está caliente**
- + **Placa superior de cerámica blanca**
- + **Control de temperatura real (con sonda opcional)**

Información técnica

Hornillo (H3760-H)

Rango de temperatura:	Amb. +5 to 380°C
Plataforma:	16.5x 16.5 cm
Control:	Digital
Dimensiones:(AxPxAL)	17.75 x 26.5 x 10 cm
Información eléctrica:	115V or 230V, 50-60 Hz , 500W

Agitador magnético (H3760-S)

Rango de velocidad:	200 to 1500 rpm
Plataforma:	16.5x 16.5 cm
Control:	Digital
Dimensiones:	17.75 x 26.5 x 10 cm
Información eléctrica:	115V or 230V, 50-60 Hz , 500W

Agitador de hornillo (H3760-HS)

Rango de temperatura:	Amb. +5 to 380°C
Rango de velocidad:	200 to 1500 rpm
Plataforma:	16.5x 16.5 cm
Control:	Digital
Dimensiones:	17.75 x 26.5 x 10 cm
Información eléctrica:	115V or 230V, 50-60 Hz , 500W

Información para realizar pedidos

H3760-H*	Hornillo digital Benchmark, 115V*
H3760-S*	Agitador magnético digital Benchmark, 115V*
H3760-HS*	Agitador magnético digital de hornillo Benchmark, 115V*
H3760-ROD	Varilla de soporte opcional
H3760-TP	Sonda térmica opcional

*115V con enchufe de los Estados Unidos. Para solicitar enchufe de 230V (de la Unión Europea), por favor añada (-E).

Benchmark 
Scientific

Benchmark Scientific Inc.
PO BOX 709 Edison, NJ 08817
Teléfono: 908-769-5555
Fax: 732-313-7007

Sitio web: www.BenchmarkScientific.com
E-mail: info@BenchmarkScientific.com