

# DISPONIBILIDAD DE PUNTAS CON FILTRO

## STOCK 2022

Las puntas de pipeta con filtro de aerosol NEST están diseñadas y fabricadas con polipropileno 100% de primera calidad para las aplicaciones de manipulación de líquidos de biología molecular más críticas. Todas las puntas de filtro de aerosol Nest son estériles irradiadas con rayos gamma y están certificadas como libres de RNasa / DNasa, libres de ADN humano y libres de pirógenos. Además, las puntas con filtro de aerosol Nest son ultra claras con un diseño de punta fina para el pipeteo conveniente y preciso de muestras de proteínas y ácidos nucleicos preciosos y están diseñadas para ser de ajuste universal para la mayoría de pipetas de grado de investigación.

### Características

1. Certificación de ARNasa, ADNasa, ADN humano, libre de pirógenos
2. Diseño de punta fina y baja retención para la menor adhesión de la muestra
3. El polímero ultraclear resiste los disolventes orgánicos y proporciona un pipeteado claro y sin errores.
4. La barrera de aerosol hidrófoba eficaz elimina el arrastre y la contaminación de la pipeta
5. Estériles y graduados irradiados con rayos gamma
6. Ajuste universal para la mayoría de pipetas monocal y multicanal

Catálogo	Descripción	Precio USD+IVA	Caducidad
311012-1	10ul Filtered Pipette Tips Clear Racked Sterile 96box 960pk	\$ 37.71	may-26
314012-1	10ul Filtered Pipette Tips Extralong Clear Racked Sterile 96box 960pk	\$ 37.71	Varios 2026
315001-1	20 ul Filter Universal Pipette Tips Clear Bulk NonSterile 1000pk	\$ 24.89	NA
315012-1	20ul Filtered Pipette Tips Clear Racked Sterile 96box 960pk	\$ 37.71	abr-26
316012-1	100ul Filtered Pipette Tips Clear Racked Sterile 96box 960pk	\$ 37.71	mar-26
312012-1	200ul Filtered Pipette Tips Clear Racked Sterile 96box 960pk	\$ 37.71	Varios-2026
305001-1	300ul Pipette Tips Clear NonSterile Bulk NonSterile 1000pk	\$ 7.06	NA
313012-1	1000ul Filtered Pipette Tips Clear Racked Sterile 96box 960pk	\$ 67.26	may-26
303001-1	1000ul Pipette Tips Clear NonSterile Bulk NonSterile 1000pk	\$ 10.31	NA
317012-1	1250ul Filtered Pipette Tips Clear Racked Sterile 96box 960pk	\$ 67.26	ene-26

# Entrega Inmediata

Precios en USD más IVA

\* Revisar existencias con su ejecutivo de cuenta antes de fincar pedido

\* No incluye Flete

\* En caso de venta anticipada producto con tiempo de entrega de 120 días como consecuencia de la demanda extraordinaria de puntas para micropipetas debido a la pandemia



[www.accesolab.com](http://www.accesolab.com)



[cat@accesolab.com](mailto:cat@accesolab.com)



[www.accesolab.com/tiendaenlinea/](http://www.accesolab.com/tiendaenlinea/)



55-5250-0805 • 55-5531-8960